

ProFast Super ProtesFixativ

EKULFs art.nr. 2250

Formbeskrivning

Protesfixativ som håller upp till 12 timmars fixering.

Fördelar för kund

- Eventuella rester tas bort med ProFast Rengöringstabletter som har alkaliska egenskaper.
- Protesen blir fräsch och ren tack vare den kraftfulla anti-bakteriella formulan i tablett
- Går att rengöra delproteser som innehåller metall (pH 9 är basiskt)
- Går även att användas vid rengöring av tandställningar

Varubeskrivning

ProFast Rengöringstabletter avlägsnar effektivt rester av gammalt ProFast Superfixativ vilket gör att nytt fixativ fäster bättre. Rengöringstabletten tar även bort skadliga bakterier som orsakar lukt och plack. Minst 2-3 gånger i veckan bör ProFast Rengöringstabletter användas. Regelbunden användning av ProFast Rengöringstabletter tar bort kalkavlagringar samt svåra missfärgningar av kaffe, te, vin och tobak. Innehåller 32 st tabletter/förpackning.

Viktigt

- Vid rengöring av proteser/tandställningen rekommenderar vi att man använder en skål istället för ett glas. Detta för att man inte av misstag ska dricka vätskan efter att proteser är upptagen.
- ProFast Rengöringstabletter bör användas regelbundet. Den har en basisk lösning på pH 9, vilket ger en skonsam och effektiv rengöring av proteser
- Förvara i rumstemperatur

Ingredienser

Sodium Perborate, Sodium Bicarbonate, Potassium Monopersulphate, Trisodium Phosphate, PEG-240, Sulfamic Acid, PVP, TAED, Silica, Sodium Methyl Oleoyl Taurate, Cellulose Lactose, Colour C.I 42090, Aroma.

Övrigt

- Medicinteknisk klass I
- CE-Märkt

Leverantör

EKULF AB, Navestadsgatan 31
Box 11101, 600 11 Norrköping
Telefon: 011-14 40 30

